

Контрольний зразок	Тест-система	Фасовка набору	Об'єм аліквоти	К-ть порцій	Умови зберігання	Період зберігання
Контролі біохімічних тестів Рівень 2 та Рівень 3	АЛТ, АСТ, ГГТ, альбумін, α-Амілаза, білірубін загальний та прямий, загальний білок, глюкоза, Fe, Ca, креатинін, креатинкіназа загальна (NAC), креатинкіназа серцева фракція (MB), α-HBDH, лактатдегідрогенази (ЛДГ), лактат, сечова кислота, сечовина, фосфатаза лужна, P, Mg, жовчні кислоти, холестерин, тригліцериди	Рівень 2 (3x5мл) Рівень 3 (3x5мл)	500 мкл	Рівень 2: 1 флакон - 10 шт, всього - 30 шт Рівень 3: 1 флакон - 10 шт, всього - 30 шт	при 2-8 °C	7 днів (виняток TBIL, DBIL - 4 дні)
					при -20°C	30 днів (виняток TBIL, DBIL - 15 днів)
Контролі ліпідів (HDL/LDL)	Холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ХЛПВЩ), холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХЛПНЩ), холестерин, тригліцериди, аполіпопротеїн Е, ліпопротеїн (а), аполіпопротеїн А1 (АпоА1), аполіпопротеїн В (Апо В)	Рівень1: 2x1мл, Рівень2: 2x1мл, Рівень3: 2x1мл	330 мкл	Рівень1: 1 флакон - 3 шт, всього - 6 шт. Рівень2: 1 флакон - 3 шт, всього - 6 шт. Рівень3: 1 флакон - 3 шт, всього - 6 шт.	при 2-8 °C	7 днів
					при -20°C	30 днів
Контролі специфічних білків	Трансферин, імуноглобулін-А (Ig A), імуноглобуліну-Г (Ig G), імуноглобулін-М (Ig M), С-реактивний білок (СРБ), цистатін С, ревматоїдний фактор (РФ), антистрептолізину О (АСО)	Рівень1: 2x1мл, Рівень2: 2x1мл, Рівень3: 2x1мл	330 мкл	Рівень1: 1 флакон - 3 шт, всього - 6 шт. Рівень2: 1 флакон - 3 шт, всього - 6 шт. Рівень3: 1 флакон - 3 шт, всього - 6 шт.	при 2-8 °C	30 днів
Контролі глікогемоглобіну (HbA1c)	Глікогемоглобін А1с	Рівень1: 3x0,5мл, Рівень2: 3x0,5мл	250 мкл	Рівень1: 1 флакон - 2 шт, всього - 6 шт. Рівень2: 1 флакон - 2 шт, всього - 6 шт.	при 2-8 °C	30 днів
					при -20°C	60 днів