

Список необхідних матеріалів для введення в експлуатацію аналізатора електролітів MINI ISE та AFT-800:

- Системи забору крові ( вакуумна пробірка, тримач, двостороння голка).



- Пробірки з кремній діоксидом (активатором згортання) червона або жовта кришка.



- Центрифуга



- Такі позиції на момент запуску будуть, тому що ідуть в стартовому наборі: Калібрувальний стандартний розчин - 1 шт, Розчин для контролю якості електролітів набір – 1 шт. АЛЕ ДЛЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ НЕОБХІДНО ЗАКУПИТИ ДОДАТКОВО ЇХ.



MINI ISE



AFT-800