



## **SNIPER<sup>®</sup> 5, SNIPER<sup>®</sup> 10**

**Надійний, точний і швидкий помічник у  
виявленні наркотичних речовин.**

**Ключ до збереження здоров'я молодого  
покоління.**

# РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ:

## ПОЯВА НОВИХ ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН

Перелік психотропних речовин, що  
знаходяться під міжнародним  
контролем (ООН)  
(МККН, 30, 2019)

50

(1948 р.)

+548%

274

(2018 р.)

Загальний перелік наркотичних,  
психотропних речовин і  
прекурсорів

130

(2009 р.)

+618%

803

(2021 р.)

# SNIPER® (Alfa Scientific Designs, США)

Тест для виявлення 5 наркотиків  
**SNIPER®**



Тест для виявлення 10 наркотиків  
**SNIPER®**



# SNIPER® 5, SNIPER® 10:

## речовини, що визначаються; чутливість

Речовина, що визначається	SNIPER 10	SNIPER 5
Амфетамін	500	500
Морфін/опіати	300	300
Кокаїн	300	300
Метамфетамін	500	500
Метадон	300	
МДМА (екстазі)	500	
Маріхуана	50	50
Синтетична маріхуана (спайс)	50	
Трамадол	200	
Бупренорфін	10	



# КОНКУРЕНТНИЙ АНАЛІЗ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наркотична речовина	SNIPER 10	Express Test 10	SNIPER 5	Express Test 5
Амфетамін	500	1000	500	1000
Морфін/опіати	300	2000	300	2000
Кокаїн	300	300	300	
Метамфетамін	500	500	500	500
Метадон	300	300		
МДМА(екстазі)	500	500		500
Марихуана	50	50	50	50
Синтетична маріхуана (спайс)	50			
Трамадол	200			
Бупренорфін	10			
Фенциклідін		25		
Барбитурати		300		
Бензодіазепін		300		

# SNIPER<sup>®</sup> 5, SNIPER<sup>®</sup> 10: ПЕРЕВАГИ


- SNIPER<sup>®</sup> 10 – **унікальна комбінація** (наявність тестування на спайс (синтетична маріхуана), трамадол, бупренорфін)
- **Американська якість**
- **Дві методики тестування:**
  - **метод занурення**
  - **крапельний метод (для малої кількості сечі!)**
- **Швидко: результат за 4 хв.**




# SNIPER<sup>®</sup> 5, SNIPER<sup>®</sup> 10: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ



ПОЗИТИВНИЙ



НЕГАТИВНИЙ



НЕДІЙСНИЙ



**SNIPER® 5, SNIPER® 10**  
**еталон якості та достовірності**  
**тестування**