

# Гематологічний 3-диф аналізатор DH36

---



## Специфікація

# DH36

- ✓ 21 параметр + гістограми
- ✓ 10,4-дюймовий сенсорний екран
- ✓ До 60 тестів на годину
- ✓ **9 мкл** зразку для тестування
- ✓ Три режими зразка: венозна кров, капілярна кров, попереднє розведення
- ✓ Збереження до 50 000 результатів
- ✓ Вбудований термопринтер, можливість підключення зовнішнього принтеру
- ✓ Лізуючий розчин розміщується в середині аналізатору

# DH36

## Параметри приладу



RBC  
MCV  
HCT  
RDW-SD  
RDW-CV  
HGB  
MCH  
MCHC

8

PLT  
MPV  
PCT  
PDW  
P-LCR  
P-LCC

6


WBC  
Lym#  
Lym%  
Mid#  
Mid%  
Gran#  
Gran%

7

**21 параметр**

# Розміри

## DH36



Вага: 26 кг

# Реагенти DH36



## Реагенти


Розчинник (Diluent) – DIL-E

Лізуючий розчин LYE-1

Очисник CLE-P

**Термін придатності – 2 роки; після відкриття – 60 днів**


# Гематологічний 5-диф аналізатор DF50



# 5-диф аналізатор DF50



- Лазерне розсіювання + хімічний барвник + проточна цитометрія
- 27 параметрів, у тому числі диференціація лейкоцитів на 5-субпопуляції
- продуктивність до 60 тестів на годину
- Незалежний канал для вимірювання базофілів
- 10,4-дюймовий сенсорний TFT-екран з високою роздільною здатністю
- Об'єм пам'яті: до 50 000 записів
- Мова інтерфейсу: англійська, російська
- Друк результатів: зовнішній принтер
- Тип проби: венозна, капілярна кров, попереднє розведення; об'єм зразку – 20 мкл



- Гематологічний аналізатор DF50 здатний здійснювати підрахунок лейкоцитів по 5-ти основних популяціях: нейтрофіли, еозинофіли, базофіли, моноцити та лімфоцити.
- DF50 дозволить підвищити точність диференційного підрахунку лейкоцитів, провести скринінг норми та патології, скоротити ручний підрахунок лейкоцитарної формули



| Реагенти Dymind до гематологічного аналізатору DF50 |                  |                       |                |  |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--|
| Н/п   | Каталожний номер | Назва набору          | Фасовка набору |  |
| 1   | DILCDF49         | Розчинник DIL-C       | 1 x 20 л       |  |
| 2   | LYC1DF50         | Розчин лізуючий LYC-1 | 1 x 200 мл     |  |
| 3   | LYC2DF50         | Розчин лізуючий LYC-2 | 1 x 500 мл     |  |
| 4   | CLEDF51          | Очищувач CLE-P        | 1 x 50 мл      |  |

**Термін придатності – 2 роки; після відкриття – 60 днів**



## *Гематологічний аналізатор UN73 з автоматичною подачею зразків*

---



## Специфікація

- ✓ **Комбінований 5-диф та 3-диф гематологічний аналізатор**
- ✓ Перемикання з 5-диф у 3-диф режим в один клік
- ✓ Проточна цитометрія + трикутне лазерне розсіювання + хімічне фарбування
- ✓ 5-диф режим, 31 параметр; 3-диф режим, 21 parameters
- ✓ 3 режими зразків: цільна кров, капілярна цільна кров та режим попереднього розведення
- ✓ Тільки два реагенти для тестування в 3-диф режимі
- ✓ 3D скатерграма для точної диференціації та патологічного позначення зразка
- ✓ **До 90 тестів на годину для 3-диф та 80 тестів на годину для 5-диф**
- ✓ **Режим закритої та відкритої пробірки**
- ✓ Пам'ять до 100 000 результатів
- ✓ Підтримка інтерфейсу російською мовою
- ✓ Підтримка двонаправленої ЛІС




# Простота експлуатації та обслуговування




# Параметри в режимі 5-диф



## 2D-скатерограми



## 3D-скатерограма





Внутрішнє та зовнішнє  
сканування штрих-коду



| Реагенти              |
|-----------------------|
| Розчинник (Diluent)   |
| Лізуючий розчин LYG-1 |
| Лізуючий розчин LYA-2 |
| Лізуючий розчин LYA-3 |
| Очисник               |

**Термін придатності: 2 роки, після відкриття: 60днів**