

Actim® PROM

Тест для виявлення
навколоплідних вод
у вагінальних виділеннях

від ФАРМАСКО



ДВ № 75 від 15.02.2023.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ
ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я



Actim® PROM –
допомагає забезпечити
своєчасну діагностику
ПРПО

ПРПО - передчасний розрив плідних оболонок

Актуальність ПРПО

Частота ПРПО:
до 20% всіх вагітностей

ПРПО поєднується з 18-20%
перинатальної смертності



Actim[®] PROM

Тест для виявлення
нарколоплідних вод
у вагінальних виділеннях

від ФАРМАСКО



ДВ № 75 від 15.02.2023.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ
ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Актуальність ПРПО

Ускладнення при ПРПО:

- обвиття пуповини ↑ в 5 раз
- гіпоксія плоду ↑ в 7 раз
- розриви ↑ в 2 раза

Особливості : РАПТОВЕ ВИНИКНЕННЯ

від ФАРМАСКО



ДВ № 75 від 15.02.2023.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ
ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

ACTIM® PROM: ПРИНЦИП ТЕСТУ



Визначає протеїн-1, зв'язуючий
інсуліноподібний фактор росту
(ПСІФР-1)

ПСІФР-1 – виробляється
децидуальними клітинами

ПСІФР-1 міститься в амніотичній
рідині

При розриві навколоплідних
оболонок ПСІФР-1 потрапляє в
підхву, де його можна визначити
тестом ACTIM® PROM

Pharmasco®

ACTIM® PROM

- Пороговий рівень – 25 мкг/л
- Біоматеріал: вагінальний секрет
- Результат: через 5 хв.

	ACTIM® PROM
Чутливість	86-100%
Специфічність	74-100%

Actim® PROM

Тест для виявлення
наркоплідних вод
у вагінальних виділеннях

від ФАРМАСКО



ДВ № 75 від 15.02.2023.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ
ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

**ACTIM® PROM – НЕВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ КРОВІ
НЕ ВПЛИВАЄ НА РЕЗУЛЬТАТ*!**

Наявність у зразках домішок сечі, сперми,
лубрикантів, антимікробних вагінальних
препаратів не впливає на результати
тестування!

Якщо підтікання навколоплідних вод
припинилося більше 12 годин до забору
зразка – тест може показати негативний
результат



NB
!

*Коректні результати у пацієнок з кровотечею доведено в клінічних випробуваннях:

Rutanen et al. 1996, Kubota et al. 1998, Guibourdenche et al. 1999, Erdemoglu and Mungan 2004, Novikova et al. 2007

ACTIM® PROM: ПЕРЕВАГИ!

- Висока точність діагностики ПРПО (в т. ч. МІКРОРОЗРИВІВ)
- Швидкий результат (5 хв.)
- Просто (не потребує додаткового обладнання)
- Можливість аргументувати лікувальну тактику ведення вагітної
- Можливість попередити негативні наслідки ПРПО для жінки та дитини





Actim[®] PROM

Тест для виявлення
навколоплідних вод
у вагінальних виділеннях

від ФАРМАСКО



ACTIM[®] PROM

Запорука точного діагнозу
в екстреній ситуації!

ДВ № 75 від 15.02.2023.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ
ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я