

Калібратор	Тест-система	Фасовка набору	Об'єм аліквоти	К-ть порцій	Умови зберігання	Період зберігання
Калібратори біохімічних тестів Рівень 2	АЛТ, АСТ, ГГТ, альбумін, α-Амілаза, білірубін загальний та прямий, загальний білок, глюкоза, Fe, Са, креатинін, креатинкіназа загальна (NAC), креатинкіназа серцева фракція (MB), α-HBDH, лактатдегідрогенази (ЛДГ), лактат, сечова кислота, сечовина, фосфатаза лужна, P, Mg, жовчні кислоти, холестерин, тригліцериди	1x5мл	500 мкл	10 шт	при 2-8 °C	7 днів (виняток TBIL, DBIL - 4 дні)
					при -20°C	28 днів (виняток TBIL, DBIL - 15 днів)
Калібратори ліпідів (HDL/LDL)	Холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ХЛПВЩ), холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХЛПНЩ)	3x1мл	330 мкл	1 флакон - 3 шт, всього 9 шт	при 2-8 °C	7 днів
					при -20°C	30 днів
Калібратор вкладено в набір	Зазвичай одноразові					