

## Таблиця контролів та калібраторів до реагентів Gesan



07302 Київська обл., Вишгород,  
вул. Шолуденка, 15Г, тел. (044)  
537-08-04 [www.pharmasco.com](http://www.pharmasco.com),  
[contact@pharmasco.com](mailto:contact@pharmasco.com)

Калібратори				Контролі							
SERACAL мультикалібратор	ЛПВЩ/ЛПНЩ калібратор	глікогемоглобін калібратор	В середині набору	SERACONTROL N (норма)	SERACONTROL P (патологія)	ЛПВЩ/ ЛПНЩ контроль	Вільний кальцій контроль	Глікогемоглобін контроль	АСО/СРБ/рф норма	АСО/СРБ/рф висока концентрація	Натрій контроль

### Реагент

Альбумін	•				•	•					
АЛТ/АСТ	•				•	•					
Амилаза	•				•	•					
Білірубін загальний/прямий	•				•	•					
ГГТ	•				•	•					
Глікований гемоглобін			•					•			
Глюкоза	•				•	•					
Загальний білок	•				•	•					
Залізо	•				•	•					
Калій	•				•	•					
Кальцій Арс III/ОКФ	•				•	•					
Кальцій прямий вільний				•			•				
Креатинін	•				•	•					
ЛДГ	•				•	•					
Лактат	•				•	•					
Ліпаза	•			•	•	•					
ЛПВЩ/ЛПНЩ		•					•				
Лужна фосфатаза	•				•	•					
Магній/ Ферментативний	•				•	•					
Натрій				•							•
Сечовина UV	•				•	•					
Сечова кислота	•				•	•					
Тригліцериди	•				•	•					
Фосфор	•				•	•					
Хлориди	•				•	•					
Холестерин	•				•	•					
АСО/СРБ/рф				•					•	•	