



# Реагенти до автоматичного коагулометра CA1200



## Калібратор фібриногену



**Вартість:** 7154 грн

**Фасовка набору:** Реагент 1 (6x1 мл)

**Термін придатності в закритому стані:** 24 місяці

**Термін придатності у відкритому стані:** виріб стабільний протягом 8 год при температурі 2-8°C.

Його не слід заморожувати після розведення.

## Контроль коагуляції рівень 1 та рівень 2



**Вартість:** 11056 грн (вартість за один рівень, вартість за упаковку 1 та 2 рівня однакові)

**Фасовка набору:** Реагент 1 (10x1 мл)

**Термін придатності в закритому стані:** 24 місяці

**Термін придатності у відкритому стані:** виріб стабільний протягом 24 год при температурі 2-8°C. Його не слід заморожувати після розведення.

## Реагент для визначення тромбінового часу (метод коагуляції)



**Вартість:** 5463 грн

**Фасовка набору:** Реагент 1 (10x3 мл)


**Кількість тестів в наборі:** 400

**Кількість тестів в 1 флаконі:** 40

**Термін придатності в закритому стані:** 24 місяці

**Термін придатності у відкритому стані:** після відкриття реагент стабільний протягом 7 днів при температурі зберігання 2-8°C

### Реагент для визначення протромбінового часу (метод коагуляції)



**Вартість:** 2661 грн

**Фасовка набору:** Реагент 1 (10x2 мл)


**Кількість тестів в наборі:** 200

**Кількість тестів в 1 флаконі:** 20

**Термін придатності в закритому стані:** 24 місяці

**Термін придатності у відкритому стані:** після відкриття реагент стабільний протягом 7 днів при температурі зберігання 2-8°C

### Набір для визначення активованого часткового тромбопластинового часу (метод коагуляції)



**Вартість:** 3548 грн

**Фасовка набору:** Реагент 1 (10x2 мл); Реагент 2 (10x2 мл)

**Кількість тестів в наборі:** 400


**Кількість тестів в 1 парі (Реагент 1 та реагент 2) флаконів:** 20

**Термін придатності в закритому стані:** 24 місяці

**Термін придатності у відкритому стані:** після відкриття реагент стабільний протягом 7 днів при температурі зберігання 2-8°C



### Набір для визначення фібриногену (модифікований метод Клауса)



**Вартість:** 16910 грн

**Фасовка набору:** Реагент 1 (10x4 мл); Реагент 2 (5x30 мл).

На 2 флакони реагенту 1 іде 1 флакон реагенту 2

**Кількість тестів в наборі:** 800

**Кількість тестів в 1 парі (Реагент 1 та реагент 2) флаконів:** 160

**Термін придатності в закритому стані:** 24 місяці

**Термін придатності у відкритому стані:** після відкриття реагент стабільний протягом 7 днів при температурі зберігання 2-8°C



### Калібратор D-димер

**Вартість:** 13007,5 грн

**Фасовка набору:** Реагент 1 (6x1 мл)

**Термін придатності в закритому стані:** 24 місяці

**Термін придатності у відкритому стані:** виріб стабільний протягом 12 год при температурі 2-8°C. Його не слід заморожувати після розведення.

### Контроль D-димер низький рівень та високий

**Вартість:** 21285 грн (вартість за один рівень, вартість за упаковку 1 та 2 рівня однакові)

**Фасовка набору:** Реагент 1 (10x1 мл)

**Термін придатності в закритому стані:** 24 місяці

**Термін придатності у відкритому стані:** виріб стабільний протягом 12 год при температурі 2-8°C. Його не слід заморожувати після розведення.

### Набір для визначення D-димеру (імунотурбідиметрія)

**Вартість:** 32519 грн

**Фасовка набору:** Реагент 1 (4x4 мл); Реагент 2 (4x2 мл).

**Кількість тестів в наборі:** 120

**Кількість тестів в 1 парі (Реагент 1 та реагент 2) флаконів: 30**

**Термін придатності в закритому стані: 24 місяці**

**Термін придатності у відкритому стані: після відкриття реагент стабільний протягом 14 днів при температурі зберігання 2-8°C**

#### **Очисник**

**Вартість: 1207 грн**

**Фасовка набору: Реагент 1 (1x30 мл)**

**Термін придатності в закритому стані: 18 місяців**

**Термін придатності у відкритому стані: після відкриття реагент стабільний протягом 14 днів при температурі зберігання 2-30°C.**



#### **Розчин промивний**

**Вартість: 2012 грн**

**Фасовка набору: Реагент 1 (1x10 л)**

**Термін придатності в закритому стані: 18 місяців**

**Термін придатності у відкритому стані: після відкриття реагент стабільний протягом 60 днів при температурі зберігання 2-30°C.**




#### **Кювета оптична**

**Вартість: 8050 грн**

**Фасовка набору: 1000 шт**

**Вартість за 1 шт: 8,05 грн**

**Термін придатності: при температурі -10-40°C протягом 3-х років.**



#### **Кювета з магнітною кулькою**

**Вартість: 2012 грн**

**Фасовка набору: 100 шт**

**Вартість за 1 шт: 20,12 грн**

**Термін придатності: при температурі -10-40°C протягом 3-х років.**



### Чашки для зразків, контролів, калібраторів

В комплекті з аналізатором ідуть під них адаптери, які на фото вставлені в штатив в 1 та 2 позиції.



Реагенти на борту приладу знаходяться в холоді, що продовжує їх термін придатності. А вже безпосередньо перед проведення аналізу реагент нагрівається при його дозуванні голкою, яка має автоматичний підігрів та контроль температури.

Також вони знаходяться під нахилом в даному штативі на борту приладу, що дозволяє зменшити залишковий об'єм у відпрацьованому флаконі.

